

Timing	Tiroir	Composition
0 à 30 min	<u>Tiroir n°1</u> <i>Documents</i>	Protocole régional HPP (recto/verso) dernière version en vigueur Cahier transfusionnel / Prescriptions de produits sanguins Demande d'examens biologiques pré-remplis Feuille d'anesthésie Étiquettes pré-remplies : Syntocinon®, Exacyl®, Céfazoline®...
	<u>Tiroir n°2</u> <i>Pose VVP/Bilan</i>	4 tubulures standards avec robinets / 4 cathlons 18, 16, 14G Pansements transparents / 10 paquets de compresses Garrot / Corps vacutainers / Aiguilles et raccords Tubes pour prélèvements sanguins (KIT) Bouchons rouges / Robinets 3 voies / Masque O2
	<u>Tiroir n°3</u> <i>Remplissage / Médicaments</i>	2 Ringer Lactate®/3 Nacl 100ml 5g d'Exacyl® (Acide Tranexamique) 4 ampoules de Gluconate de Calcium 2x 2g de Céfazoline® / 4 ampoules de Dalacine® 900mg 1 pousse seringue / 4 seringues de 50 cc pour PSE 4 prolongateurs / 4 valves anti-retour, 10 trocarts roses / 10 seringues de 10cc (Syntocinon® et Nalador® au frigo)
	<u>Tiroir n°4</u> <i>DA RU/ Examen sous valves</i>	2 sacs de recueil 4 champs stériles/ 4 sondes évacuatrices 4 gants à RU/ 1 casaque stérile / 1 plateau valves/suture col 2 mèches prostatiques
30 à 60 min	<u>Tiroir n°5</u> <i>Remplissage</i>	Solutés balancés Tubulures de transfusion Cartons pour vérification ultime transfusion / 2 poches à pression 2 sondes à demeure + 2 poches de recueil 2 ampoules de 10cc d'eau stérile 2 seringues de 20cc / 4 seringues de 10cc (Réchauffeur à perfusion à disposition) (3 flacons Fibrinogène 1.5g au frigo) Octaplas® à disposition
	<u>Tiroir n°6</u> <i>Sonde de Bakri®</i>	1 sonde de Bakri® / 1 sac de recueil 1L d'eau stérile / 2 seringues de 50cc 1 grosse cupule stérile / 1 champ stérile
<u>Annexes sur chariot</u>		Hémocue + consommables (lancettes et bandelettes) Chronomètre / Balance Fiche technique pose de sonde de Bakri® Bac jaune/ Désinfectant / Poubelles

- Chariot scellé et horodaté
- Cahier de traçabilité du chariot HPP reprenant la vérification :
 - Quotidienne et après chaque ouverture du contenu du chariot
 - Mensuelle des péremptions
 - Quotidienne du nettoyage du chariot