

Timing	Tiroir	Composition
0 à 30 min	<u>Tiroir n°1</u> <i>Documents</i>	Protocole régional HPP dernière version (recto/verso) en vigueur Cahier transfusionnel / prescriptions de produits sanguins Demande d'examens biologiques : pré-remplis Feuille d'anesthésie Étiquettes pré-remplies : Syntocinon®, Exacyl®, Augmentin®...
	<u>Tiroir n°2</u> <i>Pose VVP/Bilan</i>	4 tubulures standards avec robinets / 4 cathlons 18, 16, 14G Pansements transparents / 10 paquets de compresses Garrot / corps vacutainers / aiguilles et raccords / tubes pour prélèvements sanguins (KIT) Bouchons rouges / robinets 3 voies / Masque O2 Hémocue + consommables (lancettes, bandelettes, produit de nettoyage, cahier de maintenance)
	<u>Tiroir n°3</u> <i>Remplissage / Médicaments</i>	2 Ringer®/3 Nacl 100ml 5gr d'Exacyl® (acide tranexamique) 4 ampoules de gluconate de Ca2+ 2X 2gr d'Augmentin® / 4 Dalacine® 600mg 1 pousse seringue / 4 seringues de 50 cc pour PSE 4 prolongateurs / 4 valves anti-retour, 10 trocarts roses / 10 seringues 10cc (Syntocinon® et Nalador® au frigo)
	<u>Tiroir n°4</u> <i>DARU/ Examen valve</i>	2 sacs de recueil 4 champs stériles/ 4 sondes évacuatrices 4 gants à RU/ 1 casaque stérile / 1 plateau valves/suture col 2 mèches prostatiques
30 à 60 min	<u>Tiroir n°5</u> <i>Remplissage</i>	4 Voluven® / 2 sérums hypersalés, Tubulures de transfusion / cartons pour vérification ultime pour transfusion / 2 poches à pression 2 sondes à demeure + 2 poches recueil 2 ampoules 10cc d'eau stérile 2 seringues 20cc / 4 seringues 10cc (Réchauffeur perfusion / blood-pumps) (3 flacons fibrinogène 1.5g au frigo)
	<u>Tiroir n°6</u> <i>Sonde de Bakri®</i>	1 sonde de Bakri® / 1 sac de recueil 1L d'eau stérile / 2 seringues de 60cc 1 grosse cupule stérile / 1 champ stérile
	<u>Tiroir n°7</u> <i>Réanimation (ou dans chariot d'urgence)</i>	1 KT central 3 voies /1KT central 14G / 2 Seldicath 1.9mm 2 Seldicath 1.3 mm / 2 Seldicath 0.9mm / fil, lame bistouri cable artère-scope / cellule PA 500 cc sérum physio+poche à pression 2 packs stériles pour pose KT arté/VVC
<u>Annexes / plateau chariot</u>		Hémocue + chronomètre + balance Bac jaune/ désinfectant Poubelles

- Chariot scellé et horodaté
- Cahier de traçabilité du chariot HPP reprenant la vérification :
 - 1X par jour et après chaque ouverture
 - 1x/mois des péremptions
 - le nettoyage du chariot